

# Lefix

Implants

## Placa com garra para fíbula distal

### Descrição

- ▶ Variedade de comprimento das placas
- ▶ Placas com baixo perfil para minimizar irritabilidade de tecidos moles
- ▶ Placas e parafusos com bloqueio angular de até 70 graus
- ▶ Placas anatomicamente pré moldadas e que permitem ajustes de formato
- ▶ Placas com furo que permite comprimir o foco da fratura



### Espessura da Placa 1,5 mm

Código / Titânio	Numero de furos	Modelo
730-155-008-005	05	46 mm
730-155-008-006	06	54 mm
730-155-008-008	08	70 mm
730-155-008-010	10	86 mm

**hofer**  
MEDICAL SOLUTIONS

Atuamos de acordo com as normas estabelecidas pela Anvisa  
Registro: 80 2274 60003



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br


Fabricado na Austria sob  
certificação ISO13485



Bloqueio angular  
de até 70 graus



Placas com furos  
para compressão



Parafuso bloqueado  
com bloqueio angular e  
cabeça tipo "star drive"



Placas em titânio maior  
durabilidade e menor  
risco de rejeição



- Minimização de irritações de tecidos moles devido ao "design" de placas e parafusos com baixo perfil
- Fixação dos parafusos com variabilidade angular de até 70 graus e estabilidade angular
- Grande variedade de modelos de placas
- Compatibilidade de parafusos e instrumental com todos implantes do HS3.0

[www.lefiximplants.com.br](http://www.lefiximplants.com.br) | [contato@lefiximplants.com.br](mailto:contato@lefiximplants.com.br) | Fone: 11 4224 1817 - 11 4224 2910

LEFIX - Rua Alegre, 470 - sala 207 - Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - Cep: 09550-250