

Lefix

Implants

Placa de clavícula

Descrição

- ▶ Variedade de tamanho das placas
- ▶ Placas anatomicamente pré-moldadas e que permitem ajuste intra-operatório
- ▶ Placas com baixo perfil para minimizar irritabilidade de tecidos moles
- ▶ Cabeças dos parafusos totalmente imersas na placa
- ▶ Placas e parafusos com bloqueio angular de até 40 graus
- ▶ Placa com furo central para fixação de enxerto ósseo
- ▶ Placa com furo para deslizamento e compressão (somente na versão estendida)

Standard - Espessura da Placa 3.0 mm

Código / Titânio	Numero de furos	Modelo
750-100-010-007	07	direita/esquerda
750-100-010-009	09	direita/esquerda
750-100-010-011	11	direita/esquerda

Estendida - Espessura da Placa 3.7 mm

Código / Titânio	Numero de furos	Modelo
750-100-011-007	07	direita/esquerda
750-100-011-009	09	direita/esquerda
750-100-011-011	11	direita/esquerda



hofer
MEDICAL SOLUTIONS

Atuamos de acordo com as normas estabelecidas pela Anvisa
Registro: 80 2274 60003



Fabricado na Austria sob certificação ISO13485



Bloqueio angular de até 40 graus



Placas com furos para compressão



Parafuso bloqueado com bloqueio angular e cabeça tipo "star drive"



Placas em titânio maior durabilidade e menor risco de rejeição



- Minimização de irritações de tecidos moles devido ao "design" de placas e parafusos com baixo perfil
- Fixação dos parafusos com variabilidade angular de até 40 graus e estabilidade angular
- Grande variedade de modelos de placas
- Compatibilidade de parafusos e instrumental com todos implantes do HS3.0

www.lefiximplants.com.br | contato@lefiximplants.com.br | Fone: 11 4224 1817 - 11 4224 2910

LEFIX - Rua Alegre, 470 - sala 207 - Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - Cep: 09550-250