

# Lefix

Implants

## Placa de oléocrano

### Descrição

- ▶ Variedade de comprimento das placas
- ▶ Placas com baixo perfil para minimizar irritabilidade de tecidos moles
- ▶ Placas e parafusos com bloqueio angular de até 70 graus
- ▶ Garras de apoio na extremidade inferior da placa permitem pré-fixação e sustentação
- ▶ Placas anatomicamente pré-moldadas e que permitem ajustes de formato



### Espessura da Placa 2.5 mm

Código / Titânio	N. de furos	Tamanho	Modelo
730-155-004-008	08	95 mm	direita/esquerda
730-155-004-010	10	111 mm	direita/esquerda
730-155-004-012	12	127 mm	direita/esquerda

**hofer**  
MEDICAL SOLUTIONS

Atuamos de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA  
Registro: 80 2274 60003



Fabricado na Austrália sob certificação ISO13485



Bloqueio angular de até 70 graus



Placas com furos para compressão



Parafuso bloqueado com bloqueio angular e cabeça tipo "star drive"



Placas em titânio maior durabilidade e menor risco de rejeição



- Minimização de irritações de tecidos moles devido ao "design" de placas e parafusos com baixo perfil
- Fixação dos parafusos com variabilidade angular de até 70 graus e estabilidade angular
- Grande variedade de modelos de placas
- Compatibilidade de parafusos e instrumental com todos implantes do HS3.0

[www.lefiximplants.com.br](http://www.lefiximplants.com.br) | [contato@lefiximplants.com.br](mailto:contato@lefiximplants.com.br) | Fone: 11 4224 1817 - 11 4224 2910

LEFIX - Rua Alegre, 470 - sala 207 - Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - Cep: 09550-250