



DISSECTOR E ESTIMULADOR TIPO TESOURA

Estimula enquanto disseca
Detecta a proximidade do nervo

- ✓ Adequado para uso em monitores de nervos multicanais
- ✓ Permite o cirurgião estimular o nervo enquanto disseca
- ✓ Ideal para cirurgias de tiroide e paratireoide
- ✓ Ponta ótima para trabalho de precisão
- ✓ Monopolar

Dissector e estimulador tipo tesoura do Neurosing foi desenhado para estimular os nervos enquanto disseca. Alerta a proximidade do nervo enquanto disseca, o que reduz o risco de lesão do nervo e melhora a eficiência por reduzir o tempo cirúrgico gasto na troca de instrumentais.




4013-NN

DISSECTOR E ESTIMULADOR TIPO TESOURA
Estéril, uso único e embalado individualmente



REDUZ O RISCO DE LESÃO NERVOSA E MELHORA A EFICIÊNCIA CIRÚRGICA

- ✓ **Reduz riscos**
Reduz os riscos de lesão do nervo, pois estimula enquanto disseca.
- ✓ **Eficiente**
Reduz o tempo cirúrgico.
- ✓ **Custo-Benefício**
Instrumento único, estéril e embalado individualmente.
- ✓ **Compatibilidade**
Monitores de nervos multicanaís.



LAS BRASIL

lasbrasil@lasbrasil.com
www.lasbrasil.com
11 3569.4106

